

# 质控报告

|      |                      |      |                 |
|------|----------------------|------|-----------------|
| 检测项目 | 胆碱(choline)          | 检测日期 | 2026. 4. 27     |
| 灵敏度  | 3. 75 ng/ml          | 相关性  | 0. 9986         |
| 批间差  | 8. 5%                | 批内差  | 6. 3%           |
| 回收率  | 90. 4% (80%-115%)    | 特异性  | 98. 6% (大于 96%) |
| 检测范围 | 15 ng/ml – 900 ng/ml |      |                 |

