

# 质控报告

|      |                      |      |                 |
|------|----------------------|------|-----------------|
| 检测项目 | 氧化三甲胺(TMAO)          | 检测日期 | 2026. 5. 13     |
| 灵敏度  | 5 ng/ml              | 相关性  | 0. 9985         |
| 批间差  | 8. 4%                | 批内差  | 6. 7%           |
| 回收率  | 90. 6% (80%–115%)    | 特异性  | 98. 3% (大于 96%) |
| 检测范围 | 20 ng/ml – 800 ng/ml |      |                 |

